

INSTRUÇÕES DE USO

Mepore® Pro

Nome Comercial: Mepore® Pro

Nome Técnico: Curativo

Modelos: Mepore Pro 6x7cm, Mepore Pro 9x10cm, Mepore Pro 9x15cm, Mepore Pro 9x20cm, Mepore Pro 9x25cm, Mepore Pro 9x30cm

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: <http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone: (90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico estéril”

“Produto médico esterilizado por óxido de etileno”

“Fabricante recomenda uso único”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por embalagem secundária
670890	MEPORE PRO 6x7 cm	60
670990	MEPORE PRO 9x10 cm	40
671090	MEPORE PRO 9x15 cm	40
671190	MEPORE PRO 9x20 cm	30
671290	MEPORE PRO 9x25 cm	30
671390	MEPORE PRO 9x30 cm	30

Composição

- Filme de suporte: filme de poliuretano.
- Camada de suporte: não-tecido de poliéster.
- Adesivo: adesivo de acrílico a base de água.
- Camada de contato com a ferida: não-tecido perfurado feito de polipropileno e viscoso, e uma camada não aderente de contato feita de polietileno e polipropileno, e não-tecido de polipropileno.
- Película protetora: papel siliconado.

Mepore Pro

O Mepore Pro é um curativo para proteção de feridas e adapta-se aos contornos do corpo. É constituído por uma película a qual é permeável ao vapor e forma uma barreira, protegendo a ferida da penetração de fluidos e potenciais complicações. Mepore Pro contém uma compressa absorvente a qual absorve o exsudato, se existente, nos níveis baixo a moderado. Esta compressa absorvente é revestida por uma película de poliacrilato pouco aderente quando em contato com a ferida. O seu adesivo em poliacrilato, a base de água, é suave no contato com a pele e não contém solventes orgânicos e atende as especificações de biocompatibilidade conforme a ISO 10993. A área adesiva é coberta por duas películas destacáveis que permitem a aplicação do curativo com total assepsia.



Indicação de Uso

Mepore Pro é um dispositivo médico não-invasivo que entra em contato com a pele lesada. É constituído por uma compressa absorvente coberta por uma película pouco aderente quando em contato com a ferida. A película é permeável ao vapor e proporciona uma barreira que protege a ferida da penetração de fluidos e de potenciais contaminações.

Mepore Pro pode ser aplicado em vários tipos de feridas, com níveis de exsudação baixo a moderado, incluindo feridas pós-operatórias, cortes e escoriações leves.

O tempo de permanência do produto na pele é dado pela condição da ferida, em conformidade com as práticas clínicas aceites. O uso do Mepore Pro deve ser supervisionado por um profissional de saúde qualificado.

Modo de utilização

1. Abrir a embalagem e retirar o curativo.
2. Retirar as películas de proteção de forma a expor a parte adesiva. Colocar o curativo na pele sem esticar.
3. Ajustar com cuidado as extremidades do adesivo à pele para obter uma boa fixação.
4. Não esticar o curativo durante a aplicação.

Precauções, Advertências e Contra-Indicações -

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Cuidados a ter de forma a evitar danos na pele:

- Assegure-se que o Mepore Pro não é aplicado sobre tensão.
- Quando utilizado sobre articulações, coloque o curativo de modo a permitir um movimento natural do corpo.
- Após determinadas intervenções cirúrgicas poderá verificar-se inchaço da ferida. Nestes casos aconselhamos a utilização de um curativo mais flexível, de modo a minimizar a tensão epidérmica.
- A ferida deverá ser observada, de acordo com a prática clínica, de forma que possam ser detectados quaisquer sinais de infecção.
- No caso de serem detectados sinais de infecção (dor, vermelhidão, inchaço, odor ou excesso de exsudado) a continuidade de utilização do Mepore Pro deve ser reavaliada por um profissional de saúde.



- Mepore Pro não deverá ser aplicado em pacientes sensíveis ao adesivo acrílico.

Condições de Armazenamento e Transporte

Armazenar em temperatura ambiente.

Transportar o produto em sua embalagem original fechada.

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem

VALIDADE: Vide embalagem.

REGISTRO ANVISA: 80117580269

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luiz Levy Cruz Martins CRF - 42415

IMPORTADOR:

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA.

Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca

São Paulo-SP

CEP – 05001-200

E-MAIL: brazilvigilance@ul.com

CNPJ: 04.967.408/0001-98

Fabricante Legal:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 -
Suécia

Fabricante Real:

Molnlycke Health Care, Oy, Saimaankatu 6, Mikkeli, Finlândia 10, FI-50101