

INSTRUÇÕES DE USO

Mefix®

Nome Comercial: Mefix®

Nome Técnico: Esparadrapos e Fitas Adesivas

Modelos: MEFIX 2,5cm x 10m, MEFIX 5cm x 10m, MEFIX 10cm x 10m, MEFIX 15cm x 10m, MEFIX 20cm x 10m

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: <http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone: (90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico não estéril”

“Fabricante recomenda uso único”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:



Código do Produto	Produto e Dimensão (cm x m)	Quantidade por embalagem secundária
310299	MEFIX 2,5x10	1
310599	MEFIX 5x10	1
311099	MEFIX 10 x 10	1
311599	MEFIX 15x10	1
312000	MEFIX 20X10	1

Composição

Parte externa: fibras de poliéster
Adesivo: adesivo poli-acrílico a base de água
Película protetora do adesivo: papel siliconado

Mefix

Indicação de Uso

Esparadrapo para fixação de curativos, tubos, cânulas, etc, sobre a pele do paciente (Uso tópico).

Condições de Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em temperatura ambiente (entre 8°C e 40°C).

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem

VALIDADE: Vide embalagem.

REGISTRO ANVISA: 80117580238



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luiz Levy Cruz Martins CRF- 42415

IMPORTADOR:

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA.

Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca

São Paulo-SP

CEP – 05001-200

E-MAIL: brazilvigilance@ul.com

CNPJ: 04.967.408/0001-98

Fabricante Legal:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 -
Suécia

Fabricante Real:

Molnlycke Health Care, Oy,Saimaankatu 6,Mikkeli, Finlândia 10, FI-50101